



Диски Rhaso

Убедитесь, что диск плоский.
Контролируйте это инструментом с прямой кромкой **1**

Снимите прокладку с Rhaso перед использованием **2**

Полировальные ткани: не снимайте прокладку с обратной стороны.

Приклеивайте диск зигзаго-подобными частыми движениями, чтобы избежать формирования пузырьков под тканью **3**

Rhaco Grit: располагайте Rhaco Grit точно по центру Rhaso.

Поместите держатель образцов так, чтобы образцы выходили за границу диска в процессе шлифовки или полировки **4**

В случае загрязнения, очистите Rhaso под теплой водой с моющим средством.
Вытрите Rhaso досуха безворсовой тканью или просушите воздухом **5**

