



Полировальные ткани с PSA-основанием

Убедитесь, что Ваш диск плоский. Контролируйте это инструментом с прямой кромкой **1**

Перед использованием проверьте, удалена ли защитная пленка **2**

Прикладывайте ткань ровно, совершая одним пальцем зигзагообразные движения, чтобы избежать образования воздушных пузырьков под тканью **3**

Лубрикант добавляйте часто и в небольших количествах **4**

Добавляйте лубрикант и суспензию на расстоянии $1/3$ радиуса от центра диска **5**

Замените диск, когда он полностью сносится в центре **6**

Используйте диски Rhaco для удобства.

В случае загрязнения промойте ткань теплой водой и моющим средством с помощью щетки и просушите перед использованием.

